

バイタルセンサー

(呼出困難・リアルタイムの管理が必要な方に)

1. **呼吸数・脈拍数・離床**をセンサーで取得しお知らせ

2. **非接触** = 体には、一切接触しません。

3. **24時間365日** 情報を取得し記録し続けます。

(もし夜中に亡くなられていても時間・状況など記録していますので、いつ亡くなられたかわかります)



ルームタイプ
(個室などに)



ベッドタイプ
(4人部屋や敷布団など)



バイタルセンサー取付イメージ 1 (ベットフレーム装着/マットレスの下)



空圧センサーなので、やわらか～い素材で優しいセンサーです。
また、敷布団でも対応可能です。

**バイタルセンサー設置例
(離床専用センサーと同時に可能！)**

また、1人1人の心拍、呼吸数のしきい値の設定が可能ですので、患者、入居者に合わせた設定が出来ます。

バイタルセンサー取付イメージ 2 (個室 装着編)

こんなに小さいものですが、
センサー対応範囲は約8畳あたりまで対応しています。



およその
検知範囲



横56°



縦32°

また、1人1人の心拍、呼吸数のしきい値の設定が可能ですので、
患者、入居者に合わせた設定が出来ます。